



セット構成

※単位はcm
※手すりの高さは、全て70cm~85cmです
※ベースの厚みは、全て1.1cmです

スムーティ〈屋内用〉


単位:cm



質量:22kg

屋内用1530タイプ

単位:cm



質量:38.5kg

標準ベースと支柱2本のセット 基本タイプとしておすすめ

A 屋内用930タイプ XPN-L80803
93cm, 74cm, 19cm, 17cm

B 屋内用930タイプ+930 XPN-L80804
74cm, 186(=93+93)cm, 17cm, 93cm
■に室内手すり930を追加したセットです

C 屋内用930タイプ+620 XPN-L80805
74cm, 155(=93+62)cm, 17cm, 62cm
■に室内手すり620を追加したセットです

ミドルベースと端支柱のセット 全体長さを収める必要がある時に使用 DEFは、左右の回転はしません。

D 屋内用手すり210 XPN-L80806
21cm, 19cm

E 屋内用手すり210+930 XPN-L80808
19cm, 114(=21+93)cm, 93cm
■に室内手すり930を追加したセットです

F 屋内用手すり210+620 XPN-L80809
19cm, 83(=21+62)cm, 62cm
■に室内手すり620を追加したセットです

コーナーにも設置可能な回転連結支柱のセット 長さが足りない時に間に挟んで使用

G 屋内用回転手すり330 XPN-L80807
33cm, 14cm, 12cm, 19cm, 17cm

H 屋内用回転手すり330+930 XPN-L80810
14cm, 12cm, 17cm, 126(=33+93)cm, 93cm
■に室内手すり930を追加したセットです

I 屋内用回転手すり330+620 XPN-L80811
14cm, 12cm, 17cm, 95(=33+62)cm, 62cm
■に室内手すり620を追加したセットです

面手すりと連結用のアームのセット

J 屋内用面手すり540タイプ XPN-L80812
54cm

K 屋内用面手すり540タイプ片側アーム XPN-L80813
69cm, 54cm, 16cm, 14cm

L 屋内用面手すり540タイプ両側アーム XPN-L80814
85cm, 54cm, 16cm, 14cm

【材質】 ●ベース・下支柱:スチール ●手すり被覆部・ベース線ゴム:塩化ビニル樹脂 ●ジョイント・手すり芯材・上支柱:アルミニウム
●カーペット:合成繊維 ●支柱カバー・被覆部(回転連結支柱):エラストマー ●支柱カラー・ネジカバー:ポリプロピレン

■標準ベース:60x90cm ■ミドルベース:60x70cm ■手すり高さ(共通):70~85cm(2.5cmピッチ7段階)

課税

品名	品番	メーカー品番	商品コード	質量	手すり長さ	レンタル価格	お客様負担額(1割)
スムーティ〈屋内用〉	XPN-L80801	XPN-L80801	00980-000363	22kg	81cm	¥	¥
屋内用1530タイプ	XPN-L80802	XPN-L80802	00980-000373	38.5kg	153cm	¥	¥
A サブセットA 930タイプ	XPN-L80803	XPN-L80803	00980-000374	22.5kg	93cm	¥	¥
B サブセットB 930+930タイプ	XPN-L80804	XPN-L80804	00980-000375	23.5kg	186cm	¥	¥
C サブセットC 930+620タイプ	XPN-L80805	XPN-L80805	00980-000376	23.3kg	155cm	¥	¥
D サブセットD 210タイプ	XPN-L80806	XPN-L80806	00980-000377	15.5kg	21cm	¥	¥
E サブセットE 210+930タイプ	XPN-L80808	XPN-L80808	00980-000378	16.5kg	114cm	¥	¥
F サブセットF 210+620タイプ	XPN-L80809	XPN-L80809	00980-000379	16.3kg	83cm	¥	¥
G サブセットG 330タイプ	XPN-L80807	XPN-L80807	00980-000380	16kg	33cm	¥	¥
H サブセットH 330+930タイプ	XPN-L80810	XPN-L80810	00980-000381	17kg	126cm	¥	¥
I サブセットI 330+620タイプ	XPN-L80811	XPN-L80811	00980-000382	16.8kg	95cm	¥	¥
J サブセットJ 面手すり	XPN-L80812	XPN-L80812	00980-000398	21.1kg	54cm	¥	¥
K サブセットK 面手すり片側アーム	XPN-L80813	XPN-L80813	00980-000399	21.5kg	69cm	¥	¥
L サブセットL 面手すり両側アーム	XPN-L80814	XPN-L80814	00980-000400	21.9kg	85cm	¥	¥

手すりを設置・使用する際は

- 手すりの角度は上下45°、左右90°以内に収まるように設置する
手すり上下角度 45°以内
- 手すりはベース踏面がある側から使用する(転倒によるけがの原因)
左右90°以内

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

- 特設待合台、特設待合ボックス
- 体位変換器
- 床すれ防止用具
- 移動用リフト
- 認知症老人徘徊感知器
- 車いす付用品
- スロープ
- 歩行器、歩行補助つえ
- 自動排泄処理装置
- 生活支援用品