

スロープ

住宅内の段差をなくし
安心・安全に移動できます。

段差をスロープで補うことで、行動範囲が広がります。住宅環境に合ったスロープを選び、安心、安全に移動しましょう。

スロープ

選ぶ前に知っておきたいこと

段差の高さや勾配、ご利用者様や介助者の身体状況によって、選ぶスロープが異なります。きちんと使えることを確認しましょう。またスロープは意外と歩きにくいものです。場合によっては段差解消機の使用や住宅改修を検討しましょう。

スロープ


選び方のポイント・目安

車いすを自分でこいだり、介助者が車いすを押ししたりする際、無理なく安全に通行できることが条件です。段差の高さと勾配をしっかりと確認して選びましょう。

一般的に適度な勾配の目安としては

自走(自分でこく場合) $\frac{1}{12}$ 介助(介助する方が押す場合) $\frac{1}{8}$

といわれていますが、歩行能力や車いすの種類、介助者の体力などによって異なります。



スロープ

サービスコード 171008


介護予防 671008

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、および要介護2~5の方がレンタル対象です。

レンタコムスロープ

日建リース工業

- ポイント**
- 廊下や床に置くだけで屋内の小さな段差を解消。
 - ゴム製でクッション性があり、車いすの車輪の振動を吸収。
 - スロープの両端はバリアフリー設計で、歩行や車いすの走行に安心。



□材質：天然ゴム、合成ゴム

種類	品番	メーカー品番	商品コード	幅	奥行	勾配	質量	レンタル価格	お客様負担額(1割)
高さ2cm	RSLM20-F	RSLM20-F	01225-000015	76cm	7.5cm	14度	0.65kg	¥	課税
高さ3cm	RSLM30-F	RSLM30-F	01225-000016		12cm		1.3kg	¥	課税
高さ4cm	RSLM40-F	RSLM40-F	01225-000017		16cm		1.95kg	¥	課税
高さ5cm	RSLM50-F	RSLM50-F	01225-000018		20cm		2.64kg	¥	課税
高さ6cm	RSLM60-F	RSLM60-F	01225-000019		20cm	17度	3.93kg	¥	課税



拡大図



ダイヤスロープ

シンエイテクノ

- ポイント**
- 全てのサイズが歩く人にも車いすや歩行器を利用する人にも安心な勾配で設計。
 - ダイヤカット形状で滑り止め効果が高く、安心して通行可能。
 - すり減りにくい材質で長く使用可能。
 - 屋外での使用はできません。

□材質：硬質ゴム

種類	品番	メーカー品番	商品コード	幅	奥行	勾配	質量	レンタル価格	お客様負担額(1割)
高さ2cm	RDS76-20	DS76-20	01115-000006	76cm	7.5cm	14度	0.67kg	¥	課税
高さ3cm	RDS76-30	DS76-30	01115-000008		11.5cm		1.3kg	¥	課税
高さ4cm	RDS76-40	DS76-40	01115-000010		15.5cm		1.88kg	¥	課税
高さ5cm	RDS76-50	DS76-50	01115-000012		20cm		2.87kg	¥	課税
高さ6cm	RDS76-60	DS76-60	01115-000017		20cm	17度	3.55kg	¥	課税

課税商品の「希望レンタル価格」及び「お客様負担」の金額は、全て税込みの金額となっております。

特殊寝台・
特殊寝台付属品

床ずれ防止用具・
体位変換器

自動排泄処理装置

移動用リフト

認知症老人
徘徊感知機器

車いす・
車いす付属品

スロープ

歩行器・
歩行補助つえ

手すり

生活支援用品